

## TWIN STIM PLUS

Electroestimulador portátil con 4 canales y 4 tipos de corrientes. Las corrientes interferenciales y TENS están indicadas para el alivio del dolor crónico y sintomático, dolor agudo post traumático y dolor agudo post quirúrgico. El modo EMS y RUSAS son usualmente prescritas para prevención y retardo de distrofia, aumento local del flujo sanguíneo, reeducación muscular, aumento del rango de movilidad y estimulación inmediata post quirúrgica muscular para prevenir trombosis venosa.



### Características principales:

- Cuenta con corrientes TENS, EMS, interferenciales y rusas
- 4 canales independientes
- Parámetros modificables
- Programas pre determinados
- Funciona con baterías recargables o conectado a la corriente (retirando las baterías del equipo)

### Accesorios:

- 8 electrodos adhesivos de 5 x 5 cm
- 4 cables
- 4 baterías AA
- Manual de instrucciones
- Maleta de transporte
- Adaptador AC

## TWIN STIM PLUS



### Datos técnicos:

- Medidas 13.8 cm (L) x 7.8 cm (W) x 3.9 cm (H)
- Peso 264 grs con batería
- Frecuencia de pulso:
  - TENS / EMS: 2 Hz- 150 Hz
  - Burst: 0.5 – 5 Hz
  - IF: 4000 Hz – 4150 Hz
  - RUSAS:  
Frecuencia fija: 2500 Hz; Frecuencia burst: 20 Hz – 80 Hz  
Frecuencia ajustable > 1.0 Hz 1Hz/pasos,  
Frecuencia <=1.0 Hz 0.1 Hz/ pasos
- Ancho de pulso 50  $\mu$ s – 300  $\mu$ s (ajustable, 10  $\mu$ s / pasos)
- Tiempo de encendido Ajustable, 2 – 90 segundos, 1 seg/ pasos
- Tiempo de apagado Ajustable, 0 – 90 segundos, 1 seg/ pasos
- Tiempo de rampa Ajustable, 1 – 8 segundos, 1 seg/ pasos, el tiempo de encendido incrementará y disminuirá fijando el valor
- Tiempo de tratamiento  
Dos temporizadores ajustables, de 1 a 60 minutos o continuo.  
Ajustable en 1 minuto cada paso desde 1 a 15 minutos y 5 minutos cada paso desde 15 a 60 minutos. El tiempo de tratamiento hace la cuenta regresiva automáticamente.

\*PRODUCTO SUJETO A DISPONIBILIDAD EN CADA PAÍS