

## LÁSER PORTÁTIL

OCEANUS OCE-WLTS-001



Equipo láser portátil de baja intensidad. Su energía produce calor y efectos físico químicos en el cuerpo.

El haz de luz láser posee las características de direccionalidad, concentración de la energía y gran potencia de penetración de la luz en el tejido.

Indicado para el tratamiento del dolor, espasmos musculares, dolor articular, patologías músculo esqueléticas, tendinosas y de la piel.

### Principales aplicaciones:

- Diseño ligero y portátil
- Equipo recargable que ofrece hasta 4 horas de tratamiento continuo
- Fácil programación
- Tratamiento no invasivo


### Datos técnicos:

- Peso: 0.5 kg
- Dimensiones: 126 × 43 mm
- Tipo de láser: colimado
- Longitud de onda: 650 nm a 810 nm
- Modo de trabajo: continuo y pulsado
- Duración de la batería en uso: 4 a 5 hrs
- Potencia total 260 mW:
  - 12 diodos de 650 nm con potencia de 5 mW cada uno
  - 1 diodo de 810 nm con potencia de 200 mW

## LÁSER PORTÁTIL

OCEANUS OCE-WLTS-001

Beneficios de la terapia láser



## LÁSER PORTÁTIL

OCEANUS OCE-WLTS-001

10 niveles de energía



Nivel de energía	Ciclo de trabajo	Frecuencia	Modo	Energía
1	40%	0.5 Hz	Pulsado	84 mW
2	50%	0.5 Hz		105 mW
3	60%	0.5 Hz		126 mW
4	70%	500 Hz	Continuo	147 mW
5	75%	500 Hz		157.5 mW
6	80%	500 Hz		168 mW
7	85%	500 Hz		178.5 mW
8	90%	500 Hz	189 mW	
9	95%	500 Hz	199.5 mW	
10	100%	500 Hz	210 mW	

\*PRODUCTO SUJETO A DISPONIBILIDAD EN CADA PAÍS

México  
fisiolab.mx  
Tel. +52 5534 4046

Chile  
fisiolabonline.cl  
Tel. +56 9 3917 0007

España  
fisiolabiberica.com  
Tel. +34 91 361 6381