

PHYSIOPRESS GO

EQUIPO DE COMPRESIÓN SECUENCIAL

La presoterapia es un tratamiento de compresión neumática secuencial producida por un sistema de bombeo a través de una cámara de aire, ejerciendo una presión intermitente en la extremidad afectada. Estimulando así la actividad de los conductos linfáticos, mejora el flujo sanguíneo y acelera el intercambio de fluidos en el cuerpo. Favorece la relajación muscular y la recuperación a uno o dos segmentos corporales.

Indicado en:

- Relajación muscular post entrenamiento
- Fatiga muscular
- Insuficiencia venosa periférica
- Post quirúrgicos
- Prevención de Trombosis venosa profunda
- Edema
- Linfedema
- Tromboflebitis superficial

Incluye:

- 1 consola
- 1 Adaptador 2,5m (cable de alimentación incluido)
- 1 Manguera conexión con conectores dobles
- 1 Bolsa de transporte
- 1 Batería recargable
- 2 piernas (cadera a pie) de alta calidad
- Edema
- Linfedema
- Tromboflebitis superficial



*PRODUCTO SUJETO A DISPONIBILIDAD EN CADA PAÍS

PHYSIOPRESS GO

EQUIPO DE COMPRESIÓN SECUENCIAL



Accesorios opcionales:

- Manga de 4 cámaras.
- Pierna talla L 4 cámaras.
- Pierna talla M 4 cámaras.
- Tobillo/pié 4 cámaras.
- Pantalón 4 cámaras.
- Chaqueta 4 cámaras.
- Pantalones cortos (de cadera a rodilla) 4 cámaras.

Datos técnicos:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Cámaras | 4 |
| • Modo de compresión | 6 |
| • Tiempo | 1-99 minutos |
| • Rango de presión | 30-150 mmHg |
| • Batería recargable | 6 Horas |
| • Adaptador | 15V 6A |
| • Voltaje de entrada | AC100-140V 50-60Hz |
| • Dimensiones | 270(L) |
| • Peso | 1,65kg |

*PRODUCTO SUJETO A DISPONIBILIDAD EN CADA PAÍS